



Fibre laser

Boîte de stockage

Ciseaux / dénudeur

Pièce à main

Protection laser



Accessoires et Consommables

Fibre laser

Une gamme complète de fibres laser, fabriquées à partir de silice de haute qualité, permet d'optimiser l'efficacité du laser.

Associées à des applicateurs (pièces à main) ou des instruments (endoscope, cystoscope), elles couvrent différentes spécialités.

Fibre laser	FlexiFibre	PercuFibre	RigiFibre	RigiFibre 1000
Taille (micron)	272	365	550	940
Longueur (m)	3	3	3	3
Dénudeur associé	0.3	0.5	0.7	1.1
Stéribox associée	M	M	M	XL
Discipline				
Urologie	●	●	●	●
Arthroscopie		●		
Neurochirurgie	●	●		
Gynécologie	●	●	●	
ORL	●	●		

Pièces à main pour chirurgie laser:



Protection laser - paire de lunettes ou masque -

Stéribox - boîte de stockage pour fibre -

Ciseaux pour le clivage des fibres

Pince à dénuder pour fibres autoclavables

