



Urologie



L'USCOPE 100% flexible

L'Urétéroscope numérique à usage unique

Recommandée pour le traitement des échecs de lithotritie extracorporelle (LEC), pour les obstructions urétérales sévères, ou pour le traitement des patients obèses (IMC>30), ou aux caractéristiques anatomiques compliquées, **L'urétéroscopie fait aujourd'hui partie de l'arsenal thérapeutique indispensable pour la prise en charge des calculs de l'appareil urinaire.**

Avec une qualité de vision idéale, les urétoscopes permettent d'accéder aisément à l'uretère et aux cavités rénales à des fins **diagnostiques et thérapeutiques**.

Toutefois, fragiles, ils nécessitent un entretien constant et au fil des interventions leurs performances s'amenuisent. Thermosensibles, ils imposent également de nombreuses contraintes en matière de stérilisation.



Avec l'Uscope à usage unique, c'est l'urétéroscopie sans contraintes.

Immédiatement disponible, l'Uscope vous offre une **véritable souplesse organisationnelle**. Par sa qualité d'image, il vous assure **une performance constante pour chacune de vos interventions**. La console Eview avec son écran tactile, son menu simple et fonctionnel, vous permet des enregistrements vidéo et photos.

L'Uscope et la console Eview vous offre un équipement complet et performant.

L'USCOPE 100% flexible

Performances


- 270° Flexion antérieure/postérieure
 - Canal opérateur de 3.6Fr
- Source LED intégrée pour une lumière homogène
- Technologie CMOS pour une excellente qualité d'image

Confort opératoire

- Commande directe à la poignée pour prise de photos et enregistrement de vidéos
 - Design ergonomique et léger (env. 240 grammes)
 - Simple et facile à manipuler

Une console portable

- Autonome et très simple d'utilisation, l'Eview est dotée d'un écran 12" tactile
- Enregistrement vidéo, prise de photographies, ajustement de la luminosité
- Possibilité de transférer l'image sur votre écran habituel



Environnement

- L'emballage de l'Uscope est totalement recyclable

Ses avantages :

- Une disponibilité immédiate
- L'enchaînement facilité des interventions
- Une prise en charge des urgences simplifiée
- L'absence de risque de contamination croisée
- Des performances et une qualité de vision constantes pour chaque patient
- Un budget lisible et maîtrisable