

PUSEN



LMS  
a Duomed company

# Vidéoscope Cystoscope à usage unique

PC200

*Toujours  
stérile*

*Toujours  
disponible*

Amélioration des résultats cliniques



## Canal d'insertion droit

Navigation fluide pour réduire le risque d'endommagement de l'appareil

## Visualisation optimale

Bouton d'aspiration intégré

Photo  
&  
Vidéo




Contrôle de l'aspiration



Haute luminosité



Canal droit

Système optique	
Résolution	720 * 720 pixels
Champ de vision	90°
Profondeur de vision	5-80 mm
Données techniques	
Flexion	210° haut / 210° bas
Diamètre externe	5.0 mm
Longueur utile	380 mm
Largeur minimale du canal opérateur	≥ 7.2 Fr
Donnée additionnelle	
Tube d'irrigation inclus	



**LMS**  
a Duomed company

Téléphone : 02 40 48 40 20

Mail : [adv@lifemedical.fr](mailto:adv@lifemedical.fr)

Site internet : [www.lifemedical.fr](http://www.lifemedical.fr)