

PUSEN



LMS  
a Duomed company

# Urétroscope 7.5Fr à usage unique

PU3033AH

*Aspiration précise contrôlée  
Solutions urologiques innovantes*





- Aspiration intégrée
- Canal d'insertion droit



**Canal droit**



**Joint torique intégré**



**Photo  
&  
Vidéo**



**Poignée ergonomique**

Système optique	
Champ de vision	120°
Direction de la vue	0°
Profondeur de champ	3-50 mm
Données techniques	
Flexion	270° haut / 270° bas
Longueur totale	950 mm
Diamètre externe	7.5 Fr
Diamètre de l'extrémité distale	7.5 Fr
Longueur de travail	650 mm
Canal opérateur	3.6 Fr
Donnée additionnelle	
Tube d'irrigation inclus	